

مقدمة من مصنع الصين لمدة 19 " السقف كليب مرن واحد

المواد محبوكة ومطوي مرونة SBPP الصين مصنع لغطاء كليب مرن واحد 19 " التي

الشريط لطيب الأسنان وطيب cap.Use وتسمى أيضا يمكن التخلص منها. ISO13485 و CE فرقة ، شهادة

لحماية الشعر التنظيف لعملمهم اليومي

مواصفات المصنع الصين لمدة 19 " السقف كليب مرن واحد

المنتج:

مصنع الصين لمدة 19 " واحد كاب كليب مرن، محبوكة الأسنان كليب القبعات، وطيب الأسنان كليب الغوءاء كاب منتفخ

مادة:

ص محبوكة مع مرونة

Grammage:

ز ~16z10

نمط:

واحدة مرونة أو مرونة مزدوج

حجم:

أو 18 "، 20 "، 21 "، الخ ، 19 "

اللون:

الأبيض والأخضر، أصفر، أزرق، إلخ.

م0Q

100,000PCS

التعبئة والتغليف:

الشركة التونسية للملاحة / 2000PCS / pcsحقيقية 100

تطبيق:

إلى المنزلية، الطبية والجراحية والأدوية والمعملية، القطاع الصناعي الصورة، لوحة، غرفة التنظيف، الخ

تخزين:

تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات

شروط الدفع:

وما إلى ذلك ، D / P، D / A، باي بال ، T / T، L / C،

خدمة أخرى:

صانعي القطع الأصلية وحسب الطلب شعار / العلامة التجارية

شهادة:

CE، ISO13485

تطبيق:

مصنع الصين لمدة 19 " واحد كاب كليب مرن، محبوكة الأسنان كليب القبعات، وطيب الأسنان كليب الغوءاء كاب منتفخ
يمكن استخدامه منزلية، المستشفى، والمختبرات والمواد الغذائية الصورة والإلكترونية صناعة. منع وعزل
الغبار والجسيمات الصورة، الخ، كاليفورنيان تكون حماية الزيارة. اقتصادية والتخلص منها. مقاوم لل والنظافة
معيار.

التعبئة:

100 58 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 20 أكياس / الشركة التونسية للملاحة، حجم الكرتون: 25x27cm.
مجموع 1430.000 جهاز كمبيوتر شخصى. ،ctns حاوية يمكن تحميل 20 * 1
مجموع 3474.000 جهاز كمبيوتر شخصى ، 1ctns * 40 حاوية يمكن تحميل 1737.

سياسة العينة:

1. 5-3 DAYS عينة وفقا للرسم التصميم الخاص بك. وقت أخذ العينات: 3-5.
2. تصميم العينة الخاصة بك، ثم تغييره.
3. 1 day عينات موجودة وقت أخذ العينات: 1.
4. جعل الإنتاج الضخم بعد تأكيد العينة.

صور من مصنع الصين لمدة 19 " السقف كليب مرن واحد:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



