

## مقدمة من مصنع الصين لمدة 19 " السقف كليب مرن واحد

المواد محبوكة ومطوي مرونة SBPP الصين مصنع لغطاء كليب مرن واحد 19 " التي

الشريط لطيب الأسنان وطيب cap.Use وتسمى أيضا يمكن التخلص منها. ISO13485 و CE فرقة ، شهادة

لحماية الشعر التنظيف لعملمهم اليومي

## مواصفات المصنع الصين لمدة 19 " السقف كليب مرن واحد

### المنتج:

مصنع الصين لمدة 19 " واحد كاب كليب مرن، محبوكة الأسنان كليب القبعات، وطيب الأسنان كليب الغوءاء كاب منتفخ

### مادة:

ص محبوكة مع مرونة

### Grammage:

ز ~16z10

### نمط:

واحدة مرونة أو مرونة مزدوج

### حجم:

أو 18 "، 20 "، 21 "، الخ ، 19 "

### اللون:

الأبيض والأخضر، أصفر، أزرق، إلخ.

### م0Q

100,000PCS

### التعبئة والتغليف:

الشركة التونسية للملاحة / 2000PCS / pcsحقيقية 100

### تطبيق:

إلى المنزلية، الطبية والجراحية والأدوية والمعملية، القطاع الصناعي الصورة، لوحة، غرفة التنظيف، الخ

### تخزين:

تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات

### شروط الدفع:

وما إلى ذلك ، D / P، D / A، باي بال ، T / T، L / C،

### خدمة أخرى:

صانعي القطع الأصلية وحسب الطلب شعار / العلامة التجارية

### شهادة:

CE، ISO13485

## تطبيق:

مصنع الصين لمدة 19 " واحد كاب كليب مرن، محبوكة الأسنان كليب القبعات، وطيب الأسنان كليب الغوءاء كاب منتفخ يمكن استخدامه منزلية، المستشفى، والمختبرات والمواد الغذائية الصورة والإلكترونية صناعة. منع وعزل الغبار والجسيمات الصورة، الخ، كاليفورنيان تكون حماية الزيارة. اقتصادية والتخلص منها. مقاوم لل والنظافة معيار.

## **:التعبئة**

100 58 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 20 أكياس / الشركة التونسية للملاحة، حجم الكرتون: 25x27cm.  
مجموع 1430.000 جهاز كمبيوتر شخصى. ، حاوية يمكن تحميل 1 \* 20 715 ctns.  
مجموع 3474.000 جهاز كمبيوتر شخصى ، 1ctns \* 40 حاوية يمكن تحميل 1737.

## **:سياسة العينة**

1. 5-3 DAYS. عينة وفقا للرسم التصميم الخاص بك. وقت أخذ العينات: 3-5.
2. تصميم العينة الخاصة بك، ثم تغييره.
3. 1 day. عينات موجودة وقت أخذ العينات: 1.
4. جعل الإنتاج الضخم بعد تأكيد العينة.

## **:صور من مصنع الصين لمدة 19 " السقف كليب مرن واحد**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



