

Product details

وصف ل الصين رشة عمل الغذاء معطف مختبر صناعة

- 1.المواد: pp40g
2. اللون: أبيض،
3. نمط: صفة محبوك، طوق متماسكة، مع جيوب
- الأحجام المتوفرة S-XXXL: 4. الحجم
- الكرتون وكما تحتاج / PCS بوليبياغ، 50 / 5PCS. التعبئة: 5
- التسامح مختلفة الأحجام والمواد) ((FCL: 50000PCS "6.1 * 20
- كمية النظام 7. مصغرة: 5000 PCS
8. شهادة: CE, FDA, ISO13485

مواصفات الصين رشة عمل الغذاء معطف مختبر صناعة

مادة	غير المنسوجة ص
Grammage	40G، فهلا كما طلبك
نمط	مع طوق متماسكة، مع الأصفاد محبوك، مع جيوب
حجم	S-6XL
اللون	الأبيض، إلخ.
حزم	مربع، 50 أكياس / الشركة التونسية للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك / pcsمحفظة 5
تصميم التعبئة والتغليف	كل حقيبة والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	والمستشفيات، المختبرات، وصناعة المواد الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا ،dustfree ورشة عمل

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

س: 1 أنت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013

س: 2 ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟
ج: 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول

س: 3 لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل CE أو شهادة EN، ISO، س: 3. إدارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا

س: 4 أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can: ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجانا في غضون 3-7 أيام