

## أفضل الموردين الصينيين للأغراض الطبية الجراحية قناع حلقة الأذن الوجه، محبوبكة قناع الوجه، قناع المرشح التنفس

### مواصفات الطبية الجراحية قناع حلقة الأذن الوجه

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	أو والاحتياجات الخاصة بك، 17.5 * 9.5CM
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كابي الأزرقي / بوجوندي / أسود
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار والالكترونية تصنيع وهلم جرا
موك	جهاز كمبيوتر شخصى 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصى / يوم، 1 * 40 1,000,000 يوما
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

### التعبئة والتغليف من محبوبكة قناع الوجه

50PCS / 40 boxes / 52، 38x30cm الشركة التونسية للملاحة،

يمكن أن تعقد 1,000,000 جهاز كمبيوتر شخصى من الأقنعة. GP حاوية 20 \* 1

يمكن عقد 2450000 قطعة من قناع. HC حاوية 1 \* 40

يمكننا أن نعمل أيضا التعبئة والتغليف من التنفس قناع المرشح وفقا لمتطلبات الخاص بك.

### التخلص منها

1) استخدام بمجرد الانتهاء يمكن إعادة تدويرها أو حرقها

2) يجب أن تودع التعبئة والتغليف في الحاوية المناسبة لإعادة التدوير

### صورة التنفس قناع مرشح



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



