

نسيج غير المنسوجة قناع الوجه

- 1) شارع طبقة: خارج طبقة والنسيج والبولي برويلين، والأبيض، انها لينة وتنفس 1
 - 2) الثانية طبقة: طبقة وسطى، ورق الترشيح، والأبيض، ويمكن تصفية الأوساخ، مهيجة، مادة مسرطنة والبكتيريا 2
 - 3) الثالثة طبقة: داخل طبقة والنسيج والبولي برويلين، والأبيض، انها لينة وتنفس، والسوائل المقاومة، وحماية البيئة 3
- نحن يمكن ان نتيج أيضا 4 رقائق يمكن التخلص منها قناع جراحي الأسود.**

CM خصائص غير المنسوجة قناع الوجه 9.5 * 17.5

- 1) انها مقاومة منخفضة جدا في التنفس، وخالية من رائحة الأجنبية، ودون أي شعور محفزة
- 2) شريط الأنف يمكن أن يكون قابل للتكيف ومريحة، من دون ألياف الزجاج، اللاتكس الحرة؛
- 3) %البكتيريا كفاءة الترشيح) ≤ 99 BFE
- 4) استخدام التكنولوجيا بالموجات فوق الصوتية لحام، وارتداء مريح

ونحن نتيج أنواع التالية من قناع الوجه الطبي

- 1) أو 2 رقائق غير المنسوجة قناع الوجه 3ply
- 2) ورقة قناع الوجه ply رقائق أو 1 2
- 3) رقائق الكربون النشط قناع الوجه 4

مواصفات العزلة قناع طبي الوجه

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	أو والاحتياجات الخاصة بك، 17.5 * 9.5CM
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجي الأزرق / بوجوندي / أسود
حزم	جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية 50 للملاحة، أو وفقا للشروط الخاص بك
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار والالكترونية بتصنيع وهلم جرا

صورة لقناع جراحي القابل للتصرف الأسود





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

