

،ورشة العمل الصينية لقناع الطبية القابل للتصرف، قناع التخلص من المستشفى

قناع الوجه plyجراحة 3

مؤشرات قناع الطبية القابل للتصرف

- 1) معقم قناع الوجه للمستشفى، السريرية، والعاملين في المجال الطبي والمرضى
- 2) غير معقمة قناع الوجه يمكن استخدامها لورشة عمل خالية من الغبار، مصنع المواد الغذائية وهلم جرا

ونحن نتج التالية أنواع قناع التخلص من المستشفى

- 1) أو 2 رقائق غير المنسوجة قناع الوجه 3ply
- 2) ورقة قناع الوجه plyرقائق أو 2 1
- 3) رقائق الكربون النشط قناع الوجه 4

قناع الوجه plyأداء جراحة 3

- 1) لمنع انتشار سوائل الجسم والمحتوى دفقة الدم.
- 2) وإدارة الاغذية والعقاقير EN14683مقاوم لل
- 3) 99% GT. و (BFE%) كفاءة الترشيح الجرثومي

قناع الوجه plyالتعبئة والتغليف من جراحة 3

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	(يمكن أن تعقد (كومبيوتر HQ حاوية 1 * 40
17.5 * 9.5CM، 3ply، 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	3280000 قطعة
17.5 * 9.5CM، 3ply، 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	2,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي
ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك			

مواصفات قناع الطبية القابل للتصرف

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	أو والاحتياجات الخاصة بك، 17.5 * 9.5CM
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجي الأزرق / بورجوندي / أسود

تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
موك	100,000 جهاز كمبيوتر شخصى
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	1,000,000 40 * 1 يوم، HQ جهاز كمبيوتر شخصى / يوم،
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

صورة لقناع التخلص من المستشفى





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

