

تواجه غرفة نظيفة الغم الجراحية قناع، جراحة ثلاث طبقات قناع، اللاتكس الحرة طبي قناع الوجه

ممتلكات قناع الغم الجراحية

- 1) انها تستخدم على نطاق واسع في المستشفى، وعيادة، ومصنع، ورشة عمل والاستخدام اليومي؛
- 2) أو وفقا لمتطلبات الفعلية الخاصة بك، MMأحجام المشتركة ما أنتجنا 95 * 175
- 3) تصل إلى 99٪، والتي تعتمد على المواد BFE يمكن للدرجة

المواد النسيج من ثلاث طبقات تواجه قناع

- 1) يرصد أفنعة الوجه المتاح من الأقمشة المنسوجة غير من الدرجة الاولى
- 2) PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
- 3) اللون: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كابري الأزرق / بوجوندي / الخلفي
- 4) شريط الأنف: البلاستيك أو المعدن، ومرنة، وتركيب ثابت
- 5) الأذن حلقة: التعادل أو مرنة حلقة الأذن

لدينا قناع الوجه الطبي يمكن أن تصل إلى معايير الجودة التالية

- 1) EN14683: 2005مقاوم لل
- 2) 99٪ GT. و (BFE٪) كفاءة الترشيح الجرثومي
- 3) TYPE 120 الدم مقاومة للاختراق من قبل الاصطناعية الدم

التعبئة والتغليف من طبي قناع الوجه

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	يمكن HQ حاوية 1 * 40 (أن تعقد كومبيوتر)
17.5 * 9.5CM، 3ply، 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	3280000 قطعة
17.5 * 9.5CM، 3ply، 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	2,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي

ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك

صورة لقناع الغم الجراحية



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

