

دلائل الميزات:

1. قطن، يمكن أن تضيف الماء الساخن للحفاظ على الطفل الدافئ في شتاء بارد %100.

2. دون أي مواد كيميائية.

3. مناسبة أيضا للبالغين لتنظيف الوجه واليدين.

التعبئة:

1. صندوق من الورق المقوى، يمكن أن يضيف بوليبياعي شفافة إذا لزم الأمر.

2. الحجم: 200x200mm، 150x200mm، 200x200mm.

خدماتنا:

1. عالي المستوى ومرضية OEM مقترح تصميم Designer Professional Leach يقدم لك فريق.

2. الخدمات: الوزن واللون والمواد والأنماط يمكن تخصيصها. oem.

3. ترتيب شحن لك مع تهمة الشحن تنافسية.

4. العلامة التجارية التسويق تعزيز البيع الخاص بك.

نوع مغلقة كاملة، ورشة إنتاج إنتاج خالية من الغبار والغبار وخالية من البكتيريا مع تكييف الهواء المركزي تضمن جميع المنتجات المصنوعة في البيئة القياسية الدولية

تخصيص