

المتاح المتاح غير المنسوجة مختبر معطف أسود اللون المورد

- 1 .عينة مجانية ،<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
2 .أمر مقبول الصغيرة ،
3 .الشروط المتاحة ؛ L / C ، T / T ، D / P ،
4 .fob ، cnf ، cif ، exw ؛ الشروط المتاحة ؛
5 .سعر تنافسي ومستقر لأننا المصنع ،
6 .المنتجات المؤهلة. فحص منتج الجزء الثالث مقبول ،
7 .خدمة صانعي القطع الأصلية. مزيد من الخيارات على المواد والنمط والحجم والتعبئة ؛ ،
8 .HQ.التسليم في الوقت المناسب. أفضل وقت هو الرصاص 30-25 يوم للحصول على حاوية 40 ،
9 .خدمة التصدير المهنية. التوثيق ، التخليص ، النقل البحري ، الكل في واحد ،
10 !خدمة ما بعد البيع جيدة. نحن نتعامل مع شكاوى الرعاية كما نود أن نكون مزودًا لك على المدى الطويل ،

المتاح المتاح غير المنسوجة مختبر معطف أسود اللون المورد

اسم	المتاح المتاح غير المنسوجة مختبر معطف أسود اللون المورد
بحجم	متوفرة ، الحجم العادي S-5XL أحجام S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (جعل الإنتاج وفقا لنماذج وعينات العمل)
مواد	PP45g
قلم المدقة	طوق الوقوف ، الرمز البريدي الجبهة ، الأصفاد مطاطا
اللون	أسود
الوضعية	؛ الصحة / الأسرة / المختبر & الطبية
صفة مميزة	دائم ، صديقة للبيئة ، غير سامة ، تنفس ومرونة
	مكافحة الكحول ، مكافحة الدم ، مكافحة النفط
	مقاوم للماء ، مقاوم للحموض ، مقاوم للقلويات
موك	قطع 5000
عينة	يمكن أن توفر في غضون أيام 2
مصطلح الدفع	ويسترن يونيون ، الضمان ، باي بال ، T / T ، L / C ، D / A ، D / P ،
موعد التسليم	days.في غضون 20-30 هق يمكن الانتهاء من حاوية واحدة 40



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

