

1. حماية العباءات الجراحية غير المعقمة PP

وهي مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المسعور، خالية من اللاتكس. مقاومة للتآكل؛ لينت لين مع مستوى عال من طارد السوائل.

اللون: أبيض، أخضر، أزرق، أصفر، برتقالي وهلم جرا

GSM. وزن المواد: 30-65

2. حماية العباءات الجراحية غير المعقمة PP + PE

وهي مصنوعة من رسالة قصيرة المواد، الخالية من اللاتكس. مقاومة للتآكل؛ طارد السوائل والكحول تماما تماما. اللون: أبيض، أزرق.

gsm. وزن المواد: 40-65

3. حماية الرسائل القصيرة العباءات الجراحية غير المعقمة (القياسية والتعزيز):

المائية، خالية من اللاتكس؛ مقاومة للتآكل؛ لينت لين مع مستوى عال من طارد Sms / Spunlace مصنوع من مادة السوائل؛ حاجز جيد من الدم وسوائل الجسم ومسببات الأمراض.

والأسلوب المقوى. النمط المقوى مع تعزيز الحماية الإضافية على الأكمام والصدر الذي يمكن أن تكون غير Starndard مع منفذة تماما طارد السائل والكحول.

اللون المتاح: أبيض، أزرق.

gsm. وزن المواد: 35-65

أو قياسية أو عززت cutted / التعادل على / الفيلكرو على الرقبة أو الكفة المرنة

اسم	للاستعمال لمرة واحدة رسالة قصيرة العباءات
مادة	SMS, SMMS,
أسلوب	معيار أو عزز، cutted / التعادل على / الفيلكرو على الرقبة أو الكفة المرنة
بحجم	S-5XL.
اللون	الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر والوردي والأحمر والرمادي والأسود إلخ.
التعبئة	أو 1 قطعة / الحقيبة، 50 جهاز كمبيوتر CTN / أكياس 10، 10pcs / box، شخصي / كيس
تصميم التعبئة	يمكن أن يكون كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون كما التصميم الخاص بك
موك	جهاز كمبيوتر شخصي 5000
عينة	يمكن توفيرها مجاناً لفحص الجودة الخاصة بك في غضون 3 أيام
طريقة الدفع	، الضمان، T / T، بايبال، ويسترن يونيون، L / C، D / A، D / P،
موعد التسليم	يمكن الانتهاء في غضون 10-15hq القدرة: 10,000 قطعة / اليوم، 1 * 40 أيام؛
ميناء فوب	ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو