

يمكن التخلص منها قناع الوجه للرسم، والعزلة قناع الوجه لمدة الجراحية، ممرضة مصنع قناع الوجه

معالم قناع الوجه للرسم

- 1) PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP: المواد
- 2) اللون: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كايي الأزرق / بوجوندي / أسود
- 3) الأذن حلقة: التعادل أو مرنة حلقة الأذن
- 4) الحجم: 17.5 * 9.5 سم للبالغين
للأطفال؛ 14.5 * 9.5
للطفل 12.5 * 7.5CM
- 5) شريط الأنف: البلاستيك أو المعدن، ومرنة، وتركيب ثابت
- 6) BFE 95%، BFE 99%

تطبيق قناع الوجه للرسم

- 1) المستخدمة على نطاق واسع في الحياة اليومية، والغبار ورشة عمل مجانية، مصنع المواد الغذائية، لمنع الغبار الحياة اليومية
- 2) بالنسبة للمستشفى وعيادة والطبيب والمرضى لمنع الفيروسات، وسوائل الجسم والمحتوى دفقة الدم

التعبئة والتغليف من قناع الوجه لمدة الجراحية

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	يمكن HQ حاوية 1 * 40 (أن تعقد كومبيوتر)
17.5 * 9.5CM، 3ply، 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	3280000 قطعة
17.5 * 9.5CM، 3ply، 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	2,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي

ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك

تخزين قناع الوجه لمدة الجراحية

- 1) المنتج سوف الحفاظ على خصائصه عندما يتم تخزينها في مكان جاف في درجة حرارة بين 10 درجة و 30 درجة مئوية
- 2) لم يتعرض لأشعة الشمس المباشرة

صورة الممرضة قناع الوجه



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

