

ආච්ඡාදන / ආච්ඡාදන සවිස්තරය:

වර්ගය: PP ආච්ඡාදන

40 : GSM ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන : ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන / ආච්ඡාදන / ආච්ඡාදන : ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන : ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන 80 මි මි ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන : ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන : ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන : ආච්ඡාදන

: ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන .1 CE ISO.

2. Made ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන PP.

3. .ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන

.ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන .4

5. over 10 .ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන

6. OEM .ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන .7.

ආච්ඡාදන

ආච්ඡාදන	ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන	60-20 මි ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන G
ආච්ඡාදන	ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන	ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන	S M L XL XXL ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන	ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන	ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන	ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන	T / T L / C D / A D / P / EXCROW
ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන	1 * 40hq ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන 150000) .ආච්ඡාදන 45-35 ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන
ආච්ඡාදන ආච්ඡාදන	ආච්ඡාදන / ආච්ඡාදන / ආච්ඡාදන / ආච්ඡාදන



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

