

## المقدمة

1. العينات والتخصيص المتاحة.
2. CE ، ISO13485 ، مراقبة الجودة المهنية للسيطرة على جودة المنتج. جميع المنتجات تتوافق مع معايير الجودة الدولية مثل FDA.
3. لديك خبرة كافية واكتسبت سمعة عالية من عملائنا جميع أنحاء العالم. مثل أمريكا ، أمريكا الجنوبية ، أوروبا ، جنوب شرق آسيا ، [الشرق الأوسط](#).
4. الدفع السريع ، والتسليم الفوري وبأسعار تنافسية.
5. نوعية مستقرة وأفضل خدمات ما بعد البيع.
6. متوفرة OEM خدمة.

## خدماتنا ومزاياها

- 1) [الصانع](#) مع 12 سنة من التاريخ ، لديها ميزة كبيرة في السعر والتكنولوجيا ؛
- 2) خلال 15 أيام ؛ HQ قوة إنتاج قوية ، يمكن الانتهاء من 1 \* 40
- 3) فريق مبيعات واعد: خدمة محطة واحدة في غضون 24 ساعة.
- 4) مسجل ؛ FDA ، م معتمدة ، ISO13485 ، ISO9001 :التأمين عالية الجودة
- 5) يمكن تقديم عينات مجاناً

اسم	للاستعمال لمرة واحدة <a href="#">صبور</a> السراويل كولونوسكوبي الصين الصانع
مواد	G، 55-35 رسالة قصيرة 40
اللون	الجار في أزرق أو داكن أزرق
بحجم	L، XL في قصيرة قلم المدقة
حزمة	10PC / 10 ، الشركة التونسية للملاحة بحجم 40 / bags بسيط بولي حقيبة، 28x30cmx الكرتون،

10000 PCS موك

توصيل تاريخ: حول 30 أيام، فوق إلى الطلب كمية

**صورة من السراويل كولونوسكوب المريض المريض**

