

الثوب الجراحي المقوى المتاح
:المنتجات

-
-
- يمكن تخصيص أسلوب مختلف وفقا لمتطلباتك المختلفة

قماش

المواد SMS

أسلوب

مع الفيلكرو على طوق، التعادل على الأصفاد الخصر محبوك

S. ize الأبعاد

X-3XL.

المنتجات

30-60g. المنتجات

المنتجات

اللون الأزرق

المنتجات

ISO13485 FDA

موك:

10000. PCS.

المنتجات

المنتجات

المنتجات

50 pcs / ctnحقيبة 1 قطعة / البلاستيك ورقة،

الإمكانية

60,000. المنتجات

موعد التسليم

7-30 المنتجات

المنتجات

عيادة، المنتجات، المنتجات، المنتجات، المنتجات، مستشفى