

الكل العباءات الجراحية مصنوعة من مواد عالية الجودة توفر حماية ممتازة وراحة فائقة:

- المواد غير الوبر ناعمة ومريحة للقضاء على تهيج الجلد
- طبقات البناء عالية التهوية تظل باردة ، حتى في الحالات الطويلة
- يمكن تخصيص نمط مختلف وفقًا لمتطلباتك المختلفة

قماش مواد	SMS مواد
أسلوب	مع ربطات عنق على الياقة والخصر وأساور محبوكة
الأبعاد قإيزي	X-3XL
ثمانية W نسيج	جم، ج أود يكون كما طلبت 30-60
اللون	اللون الأزرق
شهادة	ادارة الاغذية والعقاقير ، ISO13485
موك:	جهاز كمبيوتر شخصى 10000
تصميم التعبئة	يمكن أن يكون حسب التصميم الخاص بك
التعبئة	قطعة / كيس ورقي من البلاستيك ، 50 قطعة / الكرتون أو حسب متطلباتك 1
الإمكانية	قطعة في اليوم 60.000
موعد التسليم	يومًا 7-30
التطبيقات	مختبر، عيادة، الصناعات الغذائية، دورشة عمل خالية، مستشفى

[صورة ثوب جراحي يمكن التخلص منه مع الشركة المصنعة الطبية الأصفاذ محبوك](#)





Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff

