

بطانيات الاحترار الجراحي المتاح

- 1) يمكن التخلص منها
- 2) الاحترار
- 3) يستخدم بشكل رئيسي في المستشفى للمريض

متوفر في وزن مختلف وحجم ولون وتعبئة حسب الطلب ؛نرحب دائمًا بعينات العميل ومواصفاتها

التغليف والتسليم

تفاصيل التعبئة

1pc/bag ، 50pcs/ctn

ميناء

ووهان شنغهاي

المهلة:

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

)

E

S

T

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

)

اسم المنتج	بطانيات الاحترار الجراحي المتاح
مواد	pp+polyster
وزن	250g-700 جم/أجهزة الكمبيوتر
بحجم	سم □ حجم الدعم مخصص 110*190

التعبئة

1pcs/bag □ 25 pcs/carton





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

