

Product details

الرسائل القصيرة معقمة ثوب الجراحية EO نمط

1. قصيرة الأكمام / غير الأكمام / Long. الأكمام 1
2. الكفة محبوك / Elastic.
3. على العنق والخصر Ties.
4. وتعقيمها وغير معقمة with.
5. Different. تتوفر مواصفات
6. EO. التعبئة للاستخدام المستشفى sterile.

الرسائل القصيرة معقمة ثوب الجراحية EO مواصفات

مادة	رسالة قصيرة
وزن	50gsm
نمط	التعادل على / الفيلكرو على الرقبة، مرنة / الكفة محبوك، ومعيار أو تعزيزها
حجم	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
اللون	الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر والوردي والأحمر والرمادي، الخ الأسود
حزم	غير معقمة، و 10 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة. معقمة، 1 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس معقم، و 100 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	58X28X48 سم
التطبيقات	مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى، خالية من الغبار ورشة عمل، والمختبرات والصناعات الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

1. عينة مجانية ،
2. الصغيرة أمر مقبول ،
3. المتاحة؛ L / C ، T / T ، D / P حيث
4. المتاحة؛ EXW حيث ، CIF ، فوب ، كنف
5. وبأسعار تنافسية واستقرارا لأننا المصنع ،
- 6 3. تفتيش المنتج جزءا مقبولا RD والمنتجات المؤهلة.
- 7 ، خدمة صانعي القطع الأصلية. المزيد من الخيارات على المواد، نمط وحجم والتعبئة والتغليف ،
8. HQ والتسليم في الوقت المناسب. أفضل وقت الرصاص 25-30 يوم للحاوية 40 ،
9. تصدير الخدمات الفنية. الوثائق والتخليص والنقل البحري، في كل واحدة ،
- 10، وحسن خدمة ما بعد البيع. نحن نأخذ الشكاوى الرعاية كما نود أن يكون المورد الخاص بك على المدى الطويل ،