

Product details

مواصفات الطبية قناع الوجه

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
النسيج ثمانية	استطاع □□□□ كما طلبت
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	17.5 * 9.5CM، أو والاحتياجات الخاصة بك
اللون	الأزرق / CAPRI / أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون بورجوندي/أسود

لدينا وجه مضحك قناع جراحي القابل للتصرف يمكن أن تحقق معايير الجودة التالية

- 1) EN14683: 2005 تتفق مع
- 2) GT. 99% و (BFE%) كفاءة الترشيح البكتيرية
- 3) TYPE ص resistance 120 إلى اختراق من قبل الاصطناعية الدم آي آي آر معيار، ص

التعبئة والتغليف من مطوي قناع تصميم بسيط

50PCS / 40 boxes / 52، الشركة التونسية للملاحة، 19x42cm،

CTNS. يمكن أن تعقد 1,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي من الأقنعة، GP 700 حاوية 20 * 1


CTNS. يمكن عقد 3450000 قطعة من قناع، HC 1725 حاوية 1 * 40

أو وفقا لمتطلبات الخاص بك.

Product display



Our business process



FAQ

Q1: كيف يمكن حل قضايا الجودة إن وجدت؟ .
ج: لدينا مصنع يدفع أعلى الانتباه إلى قضايا الجودة. سوف نقوم بالتحقيق بعمق الأسباب الجذرية للمشاكل وإيجاد أفضل الحلول لتجنب أي مشاكل في المستقبل. وفي الوقت نفسه نحن سوف المقابلة تعويض لعملائنا

Q2: ما هي المنتجات تاريخ انتهاء الصلاحية؟
ج: حوالي 3-5 سنوات

Q3: (ق) CE أو شهادة EN، ISO، هل الشركة لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل
إدارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا