

بانع قناع pply أي آر أقنعة الوجه الجراحية وربطة عنق على قناع طبي، المتاح وجه 3

أداء أقنعة واقية

(1) لمنع انتشار سوائل الجسم والمحتوى دفقة الدم.
وإدارة الاغذية والعقاقير (2EN14683) مقاوم لل
99% GT. و (3 BFE%) كفاءة الترشيح الجرثومي

تفاصيل سريعة من التعادل قناع طبي واحد

3 PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة (1ply، طبقة: 3
2) 19.5X7.5cm الحجم:
3) اللون: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجري الأزرق / بوجوندي / أسود، لدينا الألوان (3
11different تماما.
4) الأذن حلقة: التعادل على
5) شريط الأنف: البلاستيك أو المعدن
6) التعبئة العادية: 50 جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص
بك

شروط التجارة من أقنعة واقية

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، 1 * 40 1,000,000 يوما
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

لمماذا اخترتنا ؟

(1) الصانع مباشرة لادراك التعادل على قناع طبي، سعر المصنع
؛ 99%، النوع الثاني / النوع أي آر القياسية. CE، BFE & GT وشهادات ISO، 2) نيلسون
التعبئة، وخدمة في 24 ساعة. OEM (3) تصميم
(4) مطاط مجانية وسهلة التنفس، وصديقة للبيئة. المستخدمة في عيادة أو مستشفى، والصيدلة، وتجهيز الأغذية، صالون تجميل،
صناعة الالكترونيات وغيرها.

plyصورة لقناع الوجه 3

