

## Product details

### مؤشرات التعادل قناع جراحي الظهر

- 1) معقم قناع الوجه للمستشفى، السريرية، والعاملين في المجال الطبي والمرضى
- 2) غير معقمة قناع الوجه يمكن استخدامها لورشة عمل خالية من الغبار، مصنع المواد الغذائية وهلم جرا

### خصائص واقية قناع الوجه

- 1) ارتفاع تصفية: 3 رقائق العروض تصميم مطوي، 0.0 الترشيح 05 ميكرون في أكبر ثم 99
  - 2) أسلاك الألمنيوم ضئيلة يلائم بشكل مريح على الأنف والحفاظ على أقصى قدر الترشيح في نفس الوقت
  - 3) رباطة عنق وحلقة الأذن نمط: التعليم الجامعي أزواج من العلاقات البولي بروبيلين تؤمن مريحة تناسب
- تعلق سريع ومع الحلقات المطاطية AR هأسلوب حلقة

### التعبئة والتغليف من الأغذية الغم الطبية

مواصفة	التعبئة العادية	حجم مربع	حجم الكرتون
17.5 * 9.5CM, 3ply	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	18 * 10 * 10CM	52 * 38 * 42CM

ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

س1: ما هي الطاقة الانتاجية للحصول على نطاق كبير الخاصة بك من هذا المنتج؟  
ج: الوجه قدرة القناع: 1000,000 قطعة / يوم.  
المعطف، العباءات الجراحية، معطف المختبر، سرير القدرة ورقة: 10000 قطعة / يوم.  
يمكن أن تنتهي في غضون أسبوع 1. HQ قبعات القدرة: 200000 قطعة / يوم. كل 1 \* 40

س2: ما هو موك الخاص بك من كل المنتجات؟  
ج: الوجه قناع / قبعات / يغطي الحذاء / الأكمام الذراع كل موك: 50000 قطعة.  
ملابس أو أغطية موك: 5000 قطعة