

غير المنسوجة يمكن التخلص من القبعات الصناديق المصنعة PP الجراحية

تخصيص:

العنصر	غير المنسوجة يمكن التخلص من القبعات الصناديق المصنعة PP الجراحية
مواد	إلخ 9g , 10g , 12g , 14g , 18g , 20g , 25g
أسلوب	مرنة (خالية من اللاتكس) ، نمط مرن واحد ومزدوج
اللون	أبيض ، أزرق ، أخضر
التعبئة	100pcs/bag , 1000pcs/ctn
تصميم التعبئة	يمكن أن تكون جميع الطباعة الداخلية والكترون كنصميمك
التطبيقات	الطاقم الطبي في المستشفى والمرضى. ورشة عمل خالية من الغبار والمختبرات وصناعة الأغذية والمصنوعات الإلكترونية وما إلى ذلك
مو	جهاز كمبيوتر 100000
مراقبة الجودة	1. لن نبدأ في عمل المنتجات حتى تؤكد العينة. 2. سيكون التعبئة مقاومة للماء ، ومقاومة للرطوبة ومختومة
شهادة	CE , ISO13485 , FDA





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



