

## لدينا ميزة:

1. FDA, CE, ISO13485 التصديق.
2. إيقاف الخدمة: ممتازة من المواد الاستهلاكية الطبية المتاح.
3. OEM. نرحب بأي متطلبات شركات
4. مؤهل المنتجات، المواد العلامة التجارية الجديدة 100٪، أمانة وصحية.
5. تقدم عينات مجانية.
6. الخدمة المهنية الشحن إذا لزم الأمر.
7. نظام خدمة ما بعد البيع سلسلة كاملة

## المواصفات:

البند	الطبية غير الأبيض قبعات الجراحية المتاح للمستشفى PP منسوجة
المواد	ص ز 10
نمط	واحد مطاطا
الحجم	بوصة 21
لون	أبيض
التعبئة	الشركة التونسية للملاحة./pcs الشركة التونسية للملاحة، bags/2000 كيس، pcs/20 عادة: 100 حوالي 900، يمكن تحميل الحاوية (1,800,000pcs) cartons حاوية 20 قدم واحدة يمكن تحميل (4,400,000pcs) cartons واحد حول 2200 40hq
تصميم التعبئة	يمكن أن يكون كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون كالتصميم الخاص بك
تطبيقات	المستشفى الطبي السريري والمرضى، ورشة عمل خالية من الغبار، المختبرات، صناعة الأغذية، والمصنوعات الإلكترونية إلخ
موك	100، 000PCS
مراقبة الجودة	أننا لن يتم تشغيل جعل المنتجات حتى يمكنك التأكد من العينة. 1-2-التعبئة سوف يكون مقاوم للماء ومقاوم للرطوبة ومختومة