

Product details

بارامترات قناع الوجه الطبي للطفل

- 1) غير المنسوجة ، لينه جدا ، لا تهيج pp + غير منسوج + عاليه الترشيح ورقه pp :المادة
- 2) اللون: أبيض
- 3) حلقه الاذن: حلقه الاذن المطاطية المسطحة ، عرض 6 مم
- 4) الحجم: 125 × 80 مم
- 5) شريط الأنف: لا يوجد شريط الأنف
- 6) %البكتيريا كفاءه الترشيح) < 99 befe

تغليف قناع الوجه الطبي للطفل غير المنسوج

		حجم الكرتون	حاويه مقر 40 * 1 يمكن الاحتفاظ (أجهزه الكمبيوتر)
التغليف العادي	أجهزه الكمبيوتر/المربع ، 50 2000 أجهزه الكمبيوتر/الشبكة	سم 52 * 29 * 34	أجهزه 2,620,000 الكمبيوتر
عبوة واحده	جهاز كمبيوتر/1 طباعه اللون حقيه 1 بلاستيكية مختومه ، 50 أجهزه الكمبيوتر/المربع ، 2000 أجهزه الكمبيوتر/الشبكة	سم 52 * 30 * 42	أجهزه 2,060,000 الكمبيوتر

الصور الطبية القابلة للتصرف قناع الوجه الطفل

