## roduct.

| مواد النسيج   | PP، PP / PE، SMS، SMMS، مغرور PE، النسيج غير المنسوجة غير المنسوجة                 |
|---------------|--|
| أسلوب         | مسطحة، المرن ينتهي مربع ينتهي لفافة  |
| 1 511         | 114 + 225 240 + 120 220 + 114 222 414 1  |
| الأبعاد حجم   | .أو حسب احتياجاتك .cmسم 114 * 220 سم 130 * 240 * 225 أو حسب                        |
| وزن غرام      | (في أو وفقا لطلبك .85.GSM)   |
| اللون         | أبيض، أخضر، أزرق، أصفر، وردي إلخ   |
| شهادة         | CE, ISO13485, FDA.   |
| :موك          | 10000pcs.  |
| تصميم التعبئة | الكل داخلي حقيبة و كرتون طباعة علبة يكون كما لك التصميم                            |
| التعبئة       | أو 5. أجهزة الكمبيوتر / الحقيبة، 50 أجهزة الكمبيوتر / .CTN / أكياس 10pcs / box، 10 |
|               | حقيبة  |
| الإمكانية     | ،الاهلية: 10،000 قطعة / اليوم  |
| موعد التسليم  | واحدة 15-20. يوم HQيمكن إكمال حاوية 40   |
| التطبيقات     | مستشفى، مختبر، عيادة، صناعة الأغذية، ورشة عمل خالية من الغبار                      |
| فوب میناء     | ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو   |
| قسط طريق      | T / T، باي بال، الغربي اتحاد، L / C، D / A، D / P،                                 |
| متجر          | تخزن في مكان جاف، الرطوبة أقل من 80٪، مستودع الغاز غير المستهدف، غير المتآكل.      |

## ميزة المنتج

- نمط السرير المتاح نمط: شقة، مرونة ينتهي، نهايات مربع .1
- المصنع مباشرة، ورقة السرير المتاح، أي ألوان. .2
- 3., ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- يمكن الانتهاء في غضون 10-15 أيام؛ lhqاليوم، 1 \* 40 / pcs / وبعد القدرة: 10، 4.000

.الخدمة في غضون 24 ساعة ،OEM 5.وبعد حاجز جيد من السوائل والتنفس، تصميم التعبئة

## التعبئة المنتج

5 كيس، 5 أو 1 قطعة / الحقيبة، 50 جهاز كمبيوتر شخصى pcs / ag أو 1 قطعة ألحقيبة أو 2 أو 1 أو 1 أو  $^{\circ}$ 

.المواد التعبئة يمكن أن تكون تتطلب الخاص بك

ورقة السرير المتاح يمكن يكون تم الانتهاء من داخل .hqموعد التسليم في الاهلية: 10,000 قطعة / اليوم، 1\*40 40. أيام؛ 15-10

.ميناء الشحن :ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو،أو كما لمتطلباتكم

## المعيار التصنيف ؛

متكافئ ل اشخاص: طبيب، طلاب، مريض، نظافة الفندق، السفر وما إلى ذلك

متكافئ ل ال المناسبة: المستشفى، المدرسة، منزل، فندق إلخ

المنتج المقدمة: الخياطة اليدوية أو النمط المسطح. يمكن أن تكون نهاية مرنة الجودة القياسية أو المطلوبة. يمكن . تخصيص حجم مطوي

**هو - هي يكون صمم** تحت المواد غير المنسوجة. يمكننا دعم تخصيص حجم وأسلوب ضمانات مريح شعور التعبئة الساخنة في comsumers.sterile والاستخدام. حزمة حقيبة مضغوطة اقتصادية تحظى بشعبية للحصول على الطبية.

هذه نوع من ملاءات السرير المتاح لديها حسن هواء نفاذية، مريح إلى ارتداء، الغبار البيئة الوقاية friendly.custom المنتجات يمكن أن تكون قابلة للتعديل لتناسب مريحة دون زجاج الألياف hypoallergenic.