

محبوكة مطوي قناع الوجه، أقنعة الجراحية الحديثة، ممرضة وقناع وقائي المريض

وصف قناع الوجه

- 1) لدينا قناع الوجه وبشكل كبير في الطلب على ليونة، وطبيعة صحية وبأسعار معقولة
- 2) السندات سبن، والرسائل القصيرة، تذوب المواد في مهب المستخدمة
- 3) ply رقائق و 4، 3، 2ply، ply المتوفرة 1
- 4) خيارات الألوان المتنوعة: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كابري الأزرق / بوجوندي / أسود
- 5) السائبة والتعبئة والتغليف المعقم واحد المقدمة
- 6) السعر حسب الكمية

خصائص الأقنعة الجراحية الحديثة

- 1) %الترشيح عالية: 3 رقائق مطوي العروض تصميم، 0.05 ميكرون الترشيح في أكبر ثم 99
- 2) أسلاك الألمنيوم نحيل يلائم بشكل مريح على الأنف، والحفاظ على أقصى قدر من الترشيح في نفس الوقت
- 3) التعادل وأسلوب حلقة الأذن: اثنين من أزواج من العلاقات البولي بروبيلين تؤمن نوبة مريحة. الأذن نمط حلقة تعلق سريع ومع الحلقات المطاطية

شروط التجارة الأقنعة الجراحية الحديثة

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في HQ 15 جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، 1 * 40 1,000,000 يوما
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

التعبئة والتغليف من قناع الوجه

- 50PCS / 40 boxes / مربع، 52 / الشركة التونسية للملاحة، 19x42cm،
CTNS يمكن أن تعقد 1,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي من الأقنعة، GP 700 حاوية 20 * 1
CTNS يمكن عقد 3450000 قطعة من قناع، HC 1725 حاوية 1 * 40
أو وفقا لمتطلبات الخاص بك.

صورة لقناع وقائي



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

