

الوجه الجراحية قناع، ومصنع للأقنعة المستشفى plys ربطة عنق محبوكة على قناع جراحي، 3

خصائص التعادل على قناع جراحي

1. انها مقاومة منخفضة جدا في التنفس، وخالية من رائحة الأجنبية، ودون أي شعور محفزة
- 2) شريط الأنف يمكن أن يكون قابل للتكيف ومريحة، من دون ألياف الزجاج، اللاتكس الحرة؛
- 3) BFE (99 ≤ كفاءة الترشيح)
- 4) استخدام التكنولوجيا بالموجات فوق الصوتية لحام، وارتداء مريح.

التعبئة والتغليف من التعادل على قناع جراحي

- جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة 50
CM حجم المربع: 18 * 10 * 10
CM الشركة التونسية للملاحة حجم: 52 * 38 * 42

لدينا الجراحية قناع الوجه يمكن أن تحقق معايير الجودة التالية

- 1) EN14683: 2005 مقاوم لل
- 2) 99% GT. و (BFE%) كفاءة الترشيح الجرثومي
- 3) TYPE 120 mmHg أي آر القياسية، ومقاومة للاختراق من قبل الاصطناعية الدم

مواصفات أقنعة المستشفى

| | |
|----------------|---|
| مادة | PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP |
| اللون | أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجي الأزرق / بوجوندي / أسود |
| حلقة الأذن | التعادل على |
| شريط الأنف | البلاستيك أو المعدن |
| معايير الجودة | وإدارة الاغذية والعقاقير EN14683، نوع أي أي آر |
| موك | جهاز كمبيوتر شخصي 100,000 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع | ويسترن يونيون، الضمان، باي بال، T / T، L / C، D / A، D / P، |
| قدرة العرض | حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، 1 * 40 1,000,000 يوما |
| موعد التسليم | عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر |
| تفاصيل التعبئة | جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة 50 للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك |

صورة الجراحية قناع الوجه



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

