

- مناسبة للناس:** طبيب، طلاب، مريض، طباخ، نظافة، عمال مكتبي، إلخ
- مناسبة للمناسبة:** مستشفى، صناعة المواد الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار، المدرسة، غرفة نظيفة، منزل إلخ
- مقدمة المنتج:** المنتج مصنوع من غير-النسيج المنسوج مثل التدفئة بالموجلات فوق الصوتية أو التعادل أو ربط على الرقبة والخلف الخصر مع العلاقات.
- انها صممت تحت المواد غير المنسوجة حجم. يتمتع بحجم 137 \* 115 سم والتي يمكن أن تناسب معظم المستخدمين، ويمكن أيضا دعم تخصيص حجم وأسلوب لضمادات مريحة ارتداء والاستخدام. حزمة كيس ضيقة التعبئة الساخنة في الطبية consumers.sterile واقتصادية حزمة شعبية لـ
- هذا النوع من الثوب الجراحي المتاح** لديه نفاذية الهواء الجيدة، مريحة لارتداء، وصدق البيئة الوقاية من الغبار. المنتجات يمكن أن يكون قابل للتعديل لتتناسب مريحة دون الزجاج الأساسية hypoallergenic.

#### تحديث

وصف	المعتمدة معقم مرة واحدة استخدام الدعك الطبية CE ISO Hubei Wholesale SMMS الصين
مادة	G غير المنسوجة، وزن غرام المواد من 60-18 أخبر ما تريده، وسوف نوصي بذلك قصارى جهدنا
ميزة	مكافحة الانزلاق، مكافحة ساقنة، هيبوالجينيك، مريحة، تنفس عالية، الألياف الزجاجية مجانا، اللاتكس الحرجة، ودية
اسلوب	التعادل واسط
حجم	(سم، 120 * 140 * 135 سم، إلخ (طول الحجم من الكتف L115 * W137
اللون	الأزرق والأبيض والأصفر والأخضر وغيرها
التطبيقات	المرضى. ورشة عمل خالية من متصد حاء العاملين الطبيين oppital and مختبر، صناعة الأغذية، المصنوعات الإلكترونية وهلم جرا
عينة	يمكن توفيرها مجانا لفحص الجودة في غضون أسبوع واحد
مصطلح الدفع	T / T, L / C, D / A, D / P / EXCROW
موعد التسليم	(يمكن الانتهاء حوالي 35 يوما. 100,000. أجهزة الكمبيوتر في اليوم الواحد * 40hq
ميناء فوب	وهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو



Joint Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





