

- **مناسبة للناس:** طبيب، طلاب، مريض، طباح، نظافة، عمال مكتبي، إلخ
- **مناسبة للمناسبة:** مستشفى، صناعة المواد الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار، المدرسة، غرفة نظيفة، منزل إلخ
- **مقدمة المنتج:** المنتج مصنوع من غير-النسيج المنسوج مثل التدفئة بالموجات فوق الصوتية أو التعادل أو ربط على الرقبة والخلف الخصر مع العلاقات
- **انها صممت** تحت المواد غير المنسوجة حجم. يتمتع بحجم 115 * 137 سم والتي يمكن أن تناسب معظم المستخدمين، ويمكن أيضا دعم تخصيص حجم وأسلوب لضمانات مريحة ارتداء والاستخدام. حزمة كيس ضيقة. التعبئة الساخنة في الطبية consumers.sterile واقتصادية حزمة شعبية ل
- **هذا النوع من الثوب الجراحي المتاح** لديه نفاذية الهواء الجيدة، مريحة لارتداء، وصدق البيئة الوقاية من hypoallergenic، الغبار. المنتجات يمكن أن يكون قابل للتعديل لتناسب مريحة دون الزجاج الأساسية

تحديد

وصف	المعتمدة معقم مرة واحدة استخدام الدعك الطبية Hubei Wholesale CE ISO الصين SMMS
مادة	G غير المنسوجة، ووزن غرام المواد من 18-60 أخبر ما تريده، وسوف نوصي بذل قصارى جهدنا
ميزة	مكافحة الانزلاق، مكافحة ساكنة، هيبوالرجينيك، مريحة، تنفس عالية، الألياف الزجاجية مجانا، اللاتكس الحرة، ودية
أسلوب	التعادل واسط
بحجم	(سم، 120 * 140 سم، 135 * 142 سم، إلخ (طول الحجم من الكتف W137 * L115
اللون	الأزرق والأبيض والأصفر والأخضر وغيرها
التطبيقات	المرضى. ورشة عمل خالية منتصد oppital and حاءالعاملين الطبيين الطبيين مختبر، صناعة الأغذية، المصنوعات الإلكترونية وهلم جرا
عينة	يمكن توفيرها مجانا لفحص الجودة في غضون أسبوع واحد
مصطلح الدفع	T / T، L / C، D / A، D / P / EXCROW
موعد التسليم	(يمكن الانتهاء حوالي 35 يوما. 100,000). أجهزة الكمبيوتر في اليوم الواحد 1 * 40hq
ميناء فوب	ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو



nt Honest
CA INTERNATIONAL





www.merit-system.com



