

واقية وجه قناع 3 رقائق مع حلقة الأذن. مكافحة الغبار قناع غرف الأبحاث الوجه أقنعة ملونة

وصف وجهه قناع 3 رقائق مع حلقة الأذن

- 1) مقاس واحد يناسب أكثر، 17.5 * 9.5CM.
- 2) حلقات الأذن إضافية لينة القضاء على الضغط على الأذنين.
- 3) الطبقة الداخلية مصنوعة من أنسجة الوجه لينة، لا صيغ، لا الكيمائية، لطيف على الجلد، وهو الترشيح عالية (3) BFE 99.5، PFE 99.7% عند 0.1 ميكرون.
- 4) السوائل مقاومة، اللاتكس الحرة، الألياف الزجاجية مجانا، عديم الرائحة.
- 5) أي آي آر معايير الجودة ومريحة لأصحاب المهن الطبية والعاملين في الرعاية الصحية TYPE.
- 6) وهي تستخدم أساسا في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وعيادات الأسنان والصيدليات.

مواصفات قناع الوجه غرف الأبحاث

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	17.5 * 9.5CM، أو والاحتياجات الخاصة بك
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجي الأزرق / بوجوندي / أسود
حزم	جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية 50 للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار والالكترونية بتصنيع وهلم جرا

ونحن ننتج أنواع التالية من الأقنعة الجراحية الملونة

- 1) أو 2 رقائق غير المنسوجة قناع الوجه 3ply
- 2) ورقة قناع الوجه ply رقائق أو 2 1
- 3) رقائق الكربون النشط قناع الوجه 4

صورة لقناع الوجه 3 رقائق مع حلقة الأذن



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

