

قناع الوجه الناعم غير المنسوج

التعبئة والتغليف قناع الوجه مع الشعار

تخصيص	التعبئة العادية	حجم الورق المقوى	يمكن أن تعقد (أجهزة HQ حاوية 1 * 40 الكمبيوتر)
17.5 * 9.5cm, 3-ply, 18 + 20 + 20 جرام	جهاز كمبيوتر شخصى 50 // CTN / مربع، 40 صناديق	52 * 19 * 42cm	جهاز كمبيوتر شخصى 3,280,000
17.5 * 9.5cm, 3-ply, 25 + 25 + 25 جرام	جهاز كمبيوتر شخصى 50 / مربع، 40 / CTN صناديق	سم 51 * 37 * 30	جهاز كمبيوتر شخصى 2,400,000

ملاحظات: يمكن أن تكون كلها مخصصة خاصة وفقا لمتطلباتك الفعلية

مواصفات قناع الوجه مع الشعار

أصل	هوى، الصين، Xiantao
مادة	غير المنسوجة (مقاومة منخفضة جدا للتنفس، خالية من الرائحة PP + غير المنسوجة + مرشح PP (الخارجية، دون أي شعور محفز
وزن	جرام / 20 + 20 + 25 جرام / 25 + 25 + 20 (مريحة، بدون ألياف 15 + 20 + 25 (زجاجية، محضر اللاتكس
أسلوب	(مرونة الأذن حلقة / التعادل على (اللاتكس مجانا
بحجم	(طفل) (7x7cm الأطفال) / (12 / 9.5cm بالغ) / (14.5 / 17.5x9.5cm
اللون	الأبيض والأخضر والأزرق والوردي والأصفر والوردي والبرتقالي والأرجواني والأحمر (كل الألوان يمكن (أن تكون متاحة
تصميم التعبئة	يمكن أن يكون كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون كما التصميم الخاص بك
حجم الورق المقوى	52x38x30cm / 52x19x42cm.
التطبيقات	مستشفى، مختبر، صناعة المواد الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار، المصنوعات الإلكترونية وهلم جرا







 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

