

Product details

مؤشرات قناع الوجه

- 1) معقم قناع الوجه للمستشفى، السريرية، والعاملين في المجال الطبي والمرضى
- 2) غير معقمة قناع الوجه يمكن استخدامها لورشة عمل خالية من الغبار، مصنع المواد الغذائية وهلم جرا

سمة من سمات قناع الفم

- 1) عالي تنفس القدرة وحماية البداية،esistantمائع-ص
- 2) CE معيار، EN 14683 اكتب آي آي آر معايير الجودة، يتوافق مع
- 3) من 99 في المئة (BFE) كفاءة الترشيح البكتيرية
- 4) هذا"الصورة تصميم مطوي وشرائح عمودية تحمل فاي الوجه ممتازت
- 5) مصنوعة من مادة البولي بروبيلين خاصة، غير السامة للخلايا
- 6) .مسؤولة الأنف شريط تشكيل، وحماية الذقن كامل P

شروط التجارة من الأوجه

موك	جهاز كمبيوتر شخصى 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	Paypal، ويسترن يونيون، الضمان، T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصى / اليوم، 1 * 40 1,000000 يوما
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

Q1: كيف يمكن حل قضايا الجودة إن وجدت؟
ج: لدينا مصنع يدفع أعلى الانتباه إلى قضايا الجودة

سوف نقوم بالتحقيق بعمق الأسباب الجذرية للمشاكل وإيجاد أفضل الحلول لتجنب أي مشاكل في المستقبل.
وفي الوقت نفسه نحن سوف المقابلة تعويض لعملائنا.

Q2: ما هي المنتجات تاريخ انتهاء الصلاحية؟
ج: حوالي 3-5 سنوات

ق) CE أو شهادة EN، ISO، هل الشركة لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل: Q3
إدارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا