

نوع أي آي آر القابل للتصرف محبوكة قناع الوجه الطبي، أقنعة الفم يمكن التخلص منها

المتاح الجراحية مصنع قناع الوجه

وصف ل يمكن التخلص منها محبوكة قناع الوجه الطبي

- 1) مصنوعة من الأقمشة المنسوجة غير من الدرجة الاولى isposable أقنعة الفم D 1)
- 2) أو تخصيص ،MM أحجام المشتركة ما أنتجنا 175 * 95
- 3) هي 99٪، والتي تعتمد على هذه المادة BFE درجة
- 4) ونحن يمكن ان تنتج أيضا المتاحة الجراحية قناع الوجه وفقا لمتطلبات العملاء

مزيد من التفاصيل أقنعة الفم يمكن التخلص منها

- 1) الأذن حلقة: جولة مرونة، شقة مرنة، أو التعادل على
- 2) ألوان: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كبري الأزرق / بوجوندي / أسود
- 3) وإدارة الاغذية والعقاقير EN14683مقاوم لل
- 4) 99٪ GT. و (BFE٪) كفاءة الترشيح الجرثومي
- 5) 120 mmHg المقاومة للاختراق من قبل الاصطناعية الدم
- 6) تصفية حبوب اللقاح والغبار والبكتيريا
- 7) شريط الأنف قابل للتكيف، لا التحفيز على جلد الإنسان
- 8) كفاءة عالية التصفية
- 9) اللاتكس مجانا
- 10) تنفس ومقاومة للسوائل

التعبئة والتغليف ل المتاحة الجراحية قناع الوجه

50PCS / 40 boxes / 52 الشركة التونسية للملاحة، x19x42cm،

CTNS. يمكن أن تعقد 1,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي من الأقنعة، GP 700 حاوية 20 * 1

CTNS. يمكن عقد 3450000 قطعة من قناع، HC 1725 حاوية 1 * 40

أو وفقا لمتطلبات الخاص بك.

معلومات أخرى من المتاح الجراحية قناع الوجه

موك	جهاز كمبيوتر شخصى 100.000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T, L / C, D / A, D / P,
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 يوما HQ جهاز كمبيوتر شخصى / يوم، 1 * 40 1,000,000
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

صور ل نوع آي آي آر القابل للتصرف محبوكة قناع الوجه الطبي





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

