

## معاطف المختبر الملونة مع صفقة محبوبك

لون المعاطف مختبر مع صفقة محبوبك، مصنع العرف معاطف المختبر وردي، وذات نوعية جيدة فيكتور المواد، اللاتكس الحرة؛ مقاومة للتآكل. منبع تماما السوائل و PE + PP معطف مصنوع من الكحول طارد.

الألوان المتاحة: الوردي والأبيض والأخضر والأزرق والأصفر، الخ

gsm الوزن المادي: 25-65

## معاطف المختبر الملونة مع محبوبك حجم صفقة الرسم البياني

حجم	S	م	L	XL	2XL	3XL
(الطول سم)	103	111	115	120	124	128
(CM) محيط الصدر	116	126	132	34	144	154
(كم طول سم)	57	57	57	58	58	58


## مواصفات المختبر المعاطف الملونة مع صفقة محبوبك

آمي N	لون المعاطف مختبر مع صفقة محبوبك، مصنع العرف معاطف المختبر وردي، وذات نوعية جيدة المصنعين معطف فيكتور
مادة	PP + PE
Grammage	أو كما طلبك 25-65gsm / 30-65gsm / 45-65gsm
نمط	مع / بدون جيب، واحد / طوق مزدوج، الفيلكرو / سحب / زر على الجبهة، مرونة صفقة / محبوبك
حجم	أو كما طلبك 104x148cm، 108x152cm، 112x156cm، 115x160cm
اللون	،الأبيض والأخضر والأزرق
حزم	الكرتون أو طلبك / bags كيس، 10 / pcs محفظة 5
تصميم التعبئة	كل حقيبة والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون وفقا للشرط الخاص بك
عينة	يمكن توفيره مجانا للحصول على جودة ديك التحقق خلال 3 أيام
الشهادات	ادارة الاغذية والعقاقير / ISO13485 / م

## مميزة لدينا:

1. عينات والتخصيص المتاحة.
2. مراقبة الجودة المهنية لمراقبة جودة المنتج. جميع المنتجات يتوافق مع الجودة العالمية CE, ISO13485. هذا المعيار كما
3. هل لديك ما يكفي من الخبرة واكتسبت سمعة عالية من عملائنا في كل كلمة. هذه. مثل أمريكا، أمريكا الجنوبية، أوروبا، جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط الخ
4. دفع سريع، والتسليم الفوري وبأسعار تنافسية.
5. نوعية مستقرة وأفضل خدمة ما بعد البيع.
6. OEM. يتوفر.

## صور من المعاطف مختبر الملونة مع صفقة محبوبك:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

