

وصف يمكن التخلص منها معطف المختبر الطفل:

- الاسم: الطفل القابل للتصرف معطف المختبر.
- التطبيق: مستشفى، فندق، مكان الغبار والمواد الغذائية / الإلكترونية ورشة عمل / مادة كيميائية
- مادة: PP 45G
- اللون: أبيض، الخ.
- نمط: محبوبك صفقة / طوق، زر الجبهة
- الأحجام المتوفرة S-XXXL: 6. الحجم
- الكرتون وكما تحتاج / PCS بوليبياغ، 50 / 7PCS. التعبئة: 5
- التسامح مختلفة الأحجام والمواد) (FCL: 50000PCS "8.1 * 20
- PCS كمية 9. البسيطة: 10، 000
- شهادة: CE، FDA، ISO13485.

ملاحظات المتاح معطف المختبر الطفل:

1. مزعجة، والملكية المضادة للبكتيريا، قوة الشد جيدة، الخالي من الوب، التهوية الجودة ومكافحة ساكنة، وأثر المقاومة، لينة Non.

2. من المواد الكيميائية والغبار الصلبة Against. يقع 2

3. من مع تأثير استخدامها خالية من الغبار ومكافحة الفيروسات على نطاق واسع مكان عام usually. معطف المختبر محبوبكة 3 والصناعات الطبية، تنظيف البيئة، مصنع الالكترونية، وتجهيز الأغذية، والمدرسة والمستشفى

ميزة لدينا:

- الصانع مباشرة، وسعر المصنع؛
- days. في حوالي 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، يمكن أن ننهي من 1 * 40 حاوية 10000.
- ادارة الاغذية والعقاقير المعتمدة، ونوعية مستقرة ISO CE
- خدمة في 24 ساعة، ويمكن الانتهاء عينة في 2 يوما، عينة مجانية.

مواصفات المتاح معطف المختبر الطفل:

مادة	محبوبة PP
وزن النسيج	أو هل يمكن حسب الطلب الخاص بك، 45G
نمط	طوق محبوبك، صفقة محبوبك، دون ثلاثة جيوب
حجم	S-6XL
اللون	الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر والوردي والأحمر والرمادي، الخ الأسود
حزم	مربع، 50 أكياس / الشركة التونسية للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك / pcs محفظة 5
تصميم التعبئة والتغليف	كل حقيبة والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك

التطبيقات	الغبار ورشة عمل مجانية، والمستشفيات، والمختبرات والصناعات الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا
-----------	---

صور ل يمكن التخلص منها معطف المختبر الطفل:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

