

يمكن التخلص منها قناع الوجه مع حلقة الأذن، قناع المستشفى المتاح، المتاح مصنع الأقنعة

تفاصيل سريعة لقناع المستشفى القابل للتصرف

PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة (1ply، PP) طبقة: 3

2) 19.5X7.5cm الحجم:

اللون: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كايي الأزرق / بوجوندي / أسود، (3) لدينا 11 ألوان مختلفة تماما.

(4) الأذن حلقة: شقة مرنة، مرنة مستديرة، أو التعادل على حلقة الأذن

(5) شريط الأنف: البلاستيك أو المعدن

يمكن لنا أقنعة المتاح تحقيق معايير الجودة التالية

مقاوم لل (1EN14683: 2005)

99% GT. و (BFE%) كفاءة الترشيح الجرثومي (2)

mmHg. أي آر القياسية، ومقاومة للاختراق من قبل الاصطناعية الدم TYPE 120 (3)

كيفية ارتداء المتاح قناع الوجه مع حلقة الأذن

(1) شقة أقنعة القابل للتصرف

(2) دفع أقنعة المتاح مسطحة في وجهه

(3) امسك قناع مع اليد اليسرى، والتعامل مع الحبل حول الجزء الأذن مع اليد اليمنى

(4) عقد القناع مع اليد اليمنى، والتعامل مع الحبل حول الجزء الأذن مع اليد اليسرى.

(5) فتح طيات، ثم اضغط على مقطع الأنف

التعبئة والتغليف من قناع المستشفى القابل للتصرف

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	يمكن أن تعقد HQ حاوية 1 * 40 ((كوميونتر
17.5 * 9.5CM, 3ply, 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	قطعة 3280000
17.5 * 9.5CM, 3ply, 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	جهاز كمبيوتر 2,400,000 شخصي
ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك			

معلومات أخرى من المتاح قناع الوجه مع حلقة الأذن

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T, L / C, D / A, D / P,
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 يوما HQ جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، 1 * 40 1,000,000
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

صور من المتاح قناع الوجه مع حلقة الأذن



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

