

مواصفات ثوب الجراحية المعقمة المتاح:

اسم:	يمكن التخلص منها ثوب التشغيل العقيمة
مادة:	رسالة قصيرة
Grammage:	جي إس إم 30-60
إغلاق:	مع إغلاق حزام، أو مع إغلاق الفيلكرو
تطبيق:	ل، الجراحية والأدوية والمعملية، القطاع الصناعي الطبي
حجم:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
اللون:	أزرق داكن، وما إلى ذلك، اختياري
التعبئة:	PCS / carton بوليبياغ، 50 PCS / التعبئة العادية ما يلي: 1
تخزين:	تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات
شهادة:	CE، ISO13485

حجم الرسم البياني للثوب معقمة المتاح:

الجراحة / عزل ثوب حجم الرسم البياني (مخصص حجم المخطط هو موضع ترحيب)						
سم	S	م	L	XL	XXL	XXXL
ارتفاع	115	115	120	125	130	135
صدر طول	127	137	140	145	150	155

أنماط ثوب معقمة المتاح:

- مع صفقة محبوك A.standard ثوب العملية
- مع الكفة مرونة B.standard ثوب العملية
- ثوب العملية مع صفقة محبوك C.half عززت
- ثوب العملية مع صفقة محبوك D.full عززت

مزايا ثوب معقمة المتاح:

- ب.جنيه comforta، الخالي من الوبر، وماء، وحسن قوة الشد: SMS.المواد 1
- خفيفة الوزن، وغير مزعجة، خاصية مضادة للجراثيم، قوة جيدة الشد، التهوية الجودة ومكافحة ساكنة، وأثر المقاومة، لينة ومريحة. 2
- توفير حاجر ممتاز للدم يحتمل المعدية وغيرها من سوائل الجسم. ضد بقع من المواد الكيميائية والغبار الصلبة. 3
- في المتناول رسالة قصيرة ثوب الجراحية أساسا للطبيب للعمل، وهي متاحة أيضا لاستخدامها في الأطباء غرفة العزل وزوارها. 4
- هو الملابس الطبية الأكثر تقليدية، يمكن أن تصل إلى معايير حماية الصحة في الحالة العامة SMS ثوب الجراحية Disposable. 5
- ثلاثة دفاعات " (ماء، ومكافحة الكحول وترشيش مكافحة الدم) ليتوافق مع المعايير الطبية المحلية والدولية: SMS. 6

صورة المتاح تعمل ثوب:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

