Product details

ملامح ثوب الجراحية المتاح عززت

- ثابت electricitثوب الجراحية هو دائم، لينة، خفيفة ومريحة، وكشط و .1
- .مع ثلاثة وظيفة الدفاع: المضادة في الدم، ومكافحة الكحول، ومكافحة ساكنة .2
- ثوب الجراحية خصيصا لتمنع بشكل فعال الضارة والغبار رقيق، وارتفاع كثافة حمض غير عضوي، حلول القلوي THE.وهي مغلفة 3 .والملح
- .أن ثوب الجراحية يوفر الحماية ضد هجوم من الدم، والفيروسات lt.ثبت 4

التعبئة والتغليف من ثوب الجراحية المتاح عززت:

معقم: حقيبة جهاز كمبيوتر شخصى 1 / ورقة من البلاستيك، 50 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة غير تعقيم: 5 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 50 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة . أو وفقا لمتطلبات الخاص بك

مواصفات ثوب الجراحية المتاح عززت

اسم: المتاح الجراحية المسلحة، ثوب الجراحية قصيرة مع طبقة المسلحة، ثوب الجراحية الصين الجراحية الصين

رسالة قصيرة :مادة

جراما في المتر المربع 50 Grammage:

مع إغلاق حزام، أو مع إغلاق الفيلكرو : إغلاق

ل، الجراحية والأدوية والمعملية، القطاع الصناعي الطبي :التطبيق

حجم: S / M / L / XXL / XXXL،

الأخضر، الأزرق، الخ، واختياري :اللون

الكرتون / PCS / 50 / PCSالتعبئة العادية ما يلي: 1

تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات :تخزين


ادارة الاغذية والعقاقير ،CE، ISO13485 شهادة

Product display





Our business process



The regular shipment way



FAQ

انت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are.س: 1

.ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013

س: 2.ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟

.مليون 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول

ق)؟) CE أو شهادة ISO، EN س: 3. لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل

ادارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون ،CE، ISO13485 ج: نعم، لدينا

أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can.س; 4

.ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجانا في غضون 3-7 أيام