

Product details

ملامح ثوب الجراحية المتاح عززت

1. ثابت electricit ثوب الجراحية هو دائم، لينة، خفيفة ومريحة، وكشط و.
2. مع ثلاثة وظيفة الدفاع: المضادة في الدم، ومكافحة الكحول، ومكافحة ساكنة.
3. ثوب الجراحية خصيصا لمنع بشكل فعال الضارة والغبار رقيق، وارتفاع كثافة حمض غير عضوي، حلول الفلوي THE. وهي مغلقة 3 والملح.
4. أن ثوب الجراحية يوفر الحماية ضد هجوم من الدم، والفيروسات It. ثبت 4.

:التعبئة والتغليف من ثوب الجراحية المتاح عززت

معقم: حقيبة جهاز كمبيوتر شخصى 1 / ورقة من البلاستيك، 50 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة
غير تعقيم: 5 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 50 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة
أو وفقا لمتطلبات الخاص بك.

مواصفات ثوب الجراحية المتاح عززت

اسم:	ثوب المتاح الجراحية المسلحة، ثوب الجراحية قصيرة مع طبقة المسلحة، ثوب الجراحية الصين مع الروابط للبيع
مادة:	رسالة قصيرة
Grammage:	جراما في المتر المربع 50
إغلاق:	مع إغلاق حزام، أو مع إغلاق الفيلكرو
التطبيق:	ل، الجراحية والأدوية والمعملية، القطاع الصناعي الطبي
حجم:	S / M / L / XL / XXL / XXXL،
اللون:	الأخضر، الأزرق، الخ، واختياري
التعبئة:	الكرتون / PCS بوليبياغ، 50 / PCS التعبئة العادية ما يلي: 1
تخزين:	تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات
شهادة:	ادارة الاغذية والعقاقير، CE، ISO13485،

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

1: **انت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are س:**
ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013

2: **ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟ س:**
20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول

3: **ISO، EN شهادة أو CE؟ ق)** لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل
ادارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا

4: **أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can س:**
ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجانا في غضون 3-7 أيام