

## يمكن التخلص منها الأبيض معطف مختبر مقدمة

1. غير المنسوجة مع مكافحة ساكنة PP. مادة 1
2. الوزن 20-60g / M2
3. مرنة / محبوك / صفعة المفتوحة.
4. طويلة / قصيرة الأكمام.
5. الصانع مباشرة، والمعاطف مختبر القابل للتصرف، أي الألوان.
6. يمكن أن تنتهي في غضون 10-15 يوما HQ يوم، 1 \* 40 / pcs القدرة: 10,000.
7. التعبئة التصميم والخدمة في 24 ساعة OEM، حازر جيد للسائل وتنفس.
8. ISO 9001 و FDA، CE لدينا شهادة.

## يمكن التخلص منها معطف المختبر الأبيض ميزات

1. اختر من أفضل غير المنسوجة توفير الحواجز موثوقة والانتقائية للبكتيريا والدم والسوائل الأخرى.
2. للماء، وقوة الخالي من الوبر جيدة الشد ومريحة، تنفس. ممتاز لتبديد حرارة الجسم، والتحجر، ضد بقع من السائل.
3. تأثيرات مضادة للبكتيريا العظمى، وحماية العمال من التعرض للجسيمات مختلفة من الملوثات والمبيدات الحشرية وغيرها.

## يمكن التخلص منها معطف مختبر الميزات المادية

المتاح معطف المختبر مصنوعة من مادة البولي بروبيلين مسعور، خالية من مطاط. مقاومة للتآكل. لينت منخفضة؛ مع مستوى عال PP من صد السوائل.

## يمكن التخلص منها الزوار معطف المواصفات

المنتج:	يمكن التخلص منها معاطف المعامل البيضاء
مادة:	غير المنسوجة PP
Grammage:	20-50gsm
نمط:	الأكمام الطويلة أو القصيرة. مرنة أو متماسكة صفعة. طية صدر السترة / موقف / جولة / طوق محبوك اختياري مع / بدون جيب؛ مع زر المفاجئة أو إغلاق الفيلكرو
تطبيق:	workshop للأغراض الطبية والصيدلانية والمعملية والقطاع
اللون:	أزرق ،، الأبيض والأزرق الداكن، وغيرها، واختياري
موك:	5000PCS
التعبئة والتغليف:	التي / الشركة التونسية للملاحة للpcs كيس. 50 أو 100 / PCS أو 10 5
تخزين:	تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات
شروط الدفع:	الضمان، T / T، الباي بال، الاتحاد الغربي، L / C، D / A، D / P،
خدمة أخرى:	صانعي القطع الأصلية وحسب الطلب شعار / العلامة التجارية
شهادة:	CE، ISO13485
موعد التسليم:	يمكن الانتهاء في غضون 10-15 يوما؛ HQ يوم، 1 * 40 / pcs Capacity: 10,000

## تفاصيل الصورة من المتاح معطف المختبر الأبيض



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

