

## Product details

### مكافحة ساكنة معطف المختبر موحد SF وصف ل

- 1.المواد: SF50G
2. اللون: أبيض،
3. نمط: صفعة مرنة، مع ذوي الياقات البيضاء، زر الجبهة، مع جيوب الأحجام المتوفرة S-XXXL: 4. الحجم الكرتون وكما تحتاج / PCS بوليبياغ، 50 / 5PCS. التعبئة: 5 التسامح مختلفة الأحجام والمواد)) FCL: 50000PCS " 6.1 \* 20 PCS كمية النظام 7. مصغرة: 5000
8. شهادة: CE, FDA, ISO13485

### ميزة لدينا:

1. عن والمعاطف مختبر القابل للتصرف، أي الألوان Directly.الشركة المصنعة
- 2، والرسائل القصيرة، اجتماعات الإدارة العليا، الصغيرة التي يسهل اختراقها، ISO، CE، PP، PP / PE،
- 3.Capacity: 10,000pcs / 40 \* 1 يوم، HQ يوم؛ 15-10
4. تصميم التعبئة والخدمة في غضون 24 ساعة OEM، إلى السوائل وتنفس Good.حاجز
5. في المتناول معطف المختبر مصنوع من عالية الأداء المواد الواقية العزلة.

### مكافحة ساكنة معطف المختبر موحد SF مواصفات

مادة	SF فيلم الصغيرة التي يسهل اختراقها
Grammage	50G، فهلا كما طلبك
نمط	مع ذوي الياقات البيضاء، يستقر في الجبهة، صفعة مرنة، مع جيوب
حجم	S-6XL
اللون	.الأبيض، إلخ.
حزم	مربع، 50 أكياس / الشركة التونسية للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك / PCS محفظة 5
تصميم التعبئة والتغليف	كل حقيبة والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	والمستشفيات، المختبرات، وصناعة المواد الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا، dustfree ورشة عمل

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**1: أنت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are: س:**

ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013.

**س: 2. ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟**

ج: 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول.

**ق(؟) CE أو شهادة EN، ISO، س: 3. لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل**

ج: إدارة الاغذية والعقاقير. رينش وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا

**4: أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can: س:**

ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجانا في غضون 3-7 أيام.

