

وصف الطبية القبعات فرك الجراحية:

اسم المنتج:	الطبيب كاب الجراح مصنع في الصين، المستشفى الجراحي قبعات منتفخ والطبية القبعات فرك الجراحية	مادة:	محبوكة PP
اللون:	(أبيض) ألوان أخرى يمكن أن تكون متاحة	نمط:	واحد مرونة
حجم:	19 "	Grammage:	PP10g

مزايا الطبية القبعات فرك الجراحية:

- 1.Pleated شريط مطاطي حول، مجالا واسعا للشعر الطويل. فإنه يمكن منع الشعر هبوط لتجنب المشاكل المحتملة
- 2.Used في المستشفيات وغرفة نظيفة
- 3.Breathable، وغير ماصة، وقوة التحمل،
- 4.PP محبوكة والاقتصادية، أنيقة وحسن المظهر

مؤشرات الطبية القبعات فرك الجراحية:

وتستخدم القبعات فرك الجراحية الطبية لمستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. وقبعات القابل للتصرف غير معقمة يمكن استخدامها لورشة عمل خالية من الغبار،، المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، والالكترونية بتصنيع وهلم جرا.

مواصفات الطبيب كاب الجراح مصنع في الصين:

مادة	PP غير المنسوجة
Grammage	10G
نمط	واحد مرونة
حجم	الخ، " 19
اللون	،يمكن أن يكون الألوان الأخرى المتاحة) البيضاء،
حزم	الشركة التونسية للملاحة / PCSالشركة التونسية للملاحة، 2000 / bags التي / كيس، 20 100pcs
تصميم التعبئة	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك

حجم الكرتون	58x25x27cm
التطبيقات	لمستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. خالية من الغبار ورشة عمل ،، المختبرات والصناعات الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا
موك	جهاز كمبيوتر شخصى 100,000

:صور من التفصيل والطيب الجراح سقف مصنع في الصين



