

صفة استخدام المستشفى معطف المختبر محبوكة

- 1.المواد: PP50g
- 2. اللون: الأخضر،
- 3. نمط: محبوك صفة / طوق، زر الجبهة
- الأحجام المتوفرة S-XXXL: 4. الحجم
- 5 الكرتون وكما تحتاج / PCSبوليباغ، 50 / 5PCS. التعبئة:
- التسامح مختلفة الأحجام والمواد) FCL: 50000PCS " 6.1 * 20
- PCSكمية 7. مصغرة: 10، 000
- 8. شهادة: CE، FDA، ISO13485

ملامح من المستشفى تستخدم معطف المختبر محبوكة

- 1.وطوق مع جيب knitted اللون الأخضر، صفة، Hand.الخيطة
- 2.Non للغضب، والملكية المضادة للبكتيريا، قوة الشد جيدة، الخالي من الوبر، التهوية الجودة ومكافحة ساكنة، وأثر المقاومة، لينة
- ومريحة.
- 3.من المواد الكيميائية والغبار الصلبة Against.بقع
- مع تأثير استخدامها خالية من الغبار ومكافحة الفيروسات على نطاق واسع مكان عام والصناعات Usually.معطف المختبر محبوكة
- 4.الطبية، تنظيف البيئة، مصنع الاللكترونية، وتجهيز الأغذية، والمدرسة والمستشفى

معطف مختبر حجم المخطط

حجم الرسم البياني معطف المختبر (حجم حسب الطلب هو موضع ترحيب)								
سم	S	م	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
ارتفاع	100	103	107	110	112	113	120	120
صدر طول	132	135	137	140	142	147	150	158

مواصفات استخدام المستشفى مختبر محبوكة معطف

اسم:	استخدام المستشفى معطف المختبر محبوكة، عالية الجودة الطبية الأخضر معطف مختبر، غير المنسوجة مختبر مصنع معطف في الصين
مادة:	غير المنسوجة PP
Grammage:	50gsm

نمط: الأكمام الطويلة أو القصيرة.
مرنة أو متماسكة صفعة.
طية صدر السترة / موقف / جولة / طوق محبوك اختياري
مع / بدون جيب؛
مع زر المفاجئة أو إغلاق الفيلكرو

التطبيق: workshop للأغراض الطبية والصيدلانية والمعملية والقطاع

اللون: اختياري مخصصة الأخضر أو
موك 5000PCS

التعبئة والتغليف: التي / الشركة التونسية للملاحة pcs كيس. 50 أو 100 PCS / أو 10 5

تخزين: تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات

شروط الدفع: الضمان، D / P، D / A، L / C، باي بال، الاتحاد الغربي، T / T

خدمة أخرى: صانعي القطع الأصلية وحسب الطلب شعار / العلامة التجارية

شهادة: CE، ISO13485

موعد التسليم يمكن الانتهاء في غضون 10-15 يوما؛ HQ يوم، 1 * 40 / Capacity: 10,000pcs

صور من مستشفى تستخدم معطف المختبر محبوكة



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

