

## مواصفات معاطف المختبر القابل للتصرف مع جيوب

اسم	معاطف المختبر القابل للتصرف مع جيوب، الصين المعاطف مختبر مصنع للبيع، والمعاطف مختبر الوردي بالجملة
مادة	PP + PE45G
نمط	مع ثلاثة جيوب، زر على الجبهة، صفة التريكو وطوق
حجم	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
اللون	وردي أو أحمر، رمادي، أسود، الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر، إلخ
حزم	10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة أو. معقمة: حقيبة 1 / pcs غير معقمة: محفظة 5، 50PCS / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
موك	جهاز كمبيوتر شخصي 5000
عينة	يمكن توفيره مجاناً للحصول على جودة ديك التحقق خلال 3 أيام
طريقة الدفع	الضمان، T / T، ويسترن يونيون، باي بال، L / C، D / A، D / P،
موعد التسليم	يمكن الانتهاء في غضون 10-15 يوماً؛ HQ يوم، 1 * 40 pcs القدرة: 10,000
فوب ميناء	ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو / تشينغداو / شنتشن

## معاطف المختبر القابل للتصرف مع جيوب ميزات:

1. يمكن تخصيصها مع وزن مختلفة من المواد والألوان.
2. يمكن أن تكون واحدة / مزدوجة / محبوك طوق، سستة / زر / الفيلكرو على الجبهة.
3. يمكن أن تكون مرنة / محبوك / الأصفاد المفتوحة؛ مع واحد أو اثنين أو ثلاثة جيوب.
4. لينة، والضوء، غير سامة، ودائمة، واقتصادية، تنفس صديقة للبيئة.
5. السائل طارد، وصمة عار مقاومة ودائمة؛
6. منع وعزل الغبار والجسيمات، والكحول، والدم والبكتيريا والفيروسات الغازية.
7. منع انتقال العدوى في العلاج الطبي في مجال الصرف الصحي.
8. ويمكن استخدام معطف الزيارة.

## سياسة عينة من المعاطف مختبر القابل للتصرف مع جيوب

1. عن days عينة يستند كلياً على الاحتياجات الخاصة بك. وقت أخذ العينات: 2-5.

2. وقت عينات المالية أخذ العينات: يمكن أن ترسل على الفور.
3. جعل الإنتاج الصخم بعد التأكد من العينات.
4. الشحن: عينات تسليمها من قبل شركة دي إتش إل، فيديكس، تي ان تي، يو بي إس، نظم الإدارة البيئية؛ الشحن البضائع السائبة. عن طريق البحر.

### **إيجابياتنا:**

خدمة الشحن المهنية إذا لزم الأمر  
سلسلة كاملة نظام الخدمة بعد البيع  
نرحب بأي متطلبات تصنيع المعدات الأصلية  
FDA, CE, شهادة ISO13485.

### **صورة المعاطف مختبر القابل للتصرف مع جيوب:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

