

مقدمة من معاطف مختبر الجملة للأطفال:

غير المنسوجة، وتستخدم على نطاق واسع في المدارس، والمستشفيات PP معاطف مختبر الجملة للأطفال التي أدلى بها مادة الصورة وما إلى ذلك من اقتصادا للوحدة partic، أوري، وتوفير حماية جيدة ضد الغبار laborat استعمال.

مواصفات معاطف مختبر الجملة للأطفال:

المنتج:	معاطف مختبر الجملة للأطفال
مادة:	غير المنسوجة PP
Grammage:	سم، أو غرام كما طلبك 40G
نمط:	لأونج أو باختصار الأكمام. أو متماسكة صفة. elastic طية صدر السترة / موقف / الجولة / محبوك طوق اختياري مع / بدون جيب؛ مع الخاطف زر أو الفيلكرو إغلاق

تطبيق:	قطاع workshop، للأغراض الطبية والصيدلانية، مختبرات
اللون:	الأزرق، الأبيض، الأزرق الداكن، وغيرها، واختياري
مOQ	5000PCS
التعبئة والتغليف:	التي/ الشركة التونسية للملاحة pcs كيس. 50 أو 100 / pcs أو 15
تخزين:	تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات
شروط الدفع:	باي بال، الخ، T / T، L / C، D / P،
خدمة أخرى:	صانعي القطع الأصلية وحسب الطلب شعار / العلامة التجارية
شهادة:	CE، ISO13485

ميزة لدينا:

- ورشة عمل نظيفة 1.5، 000 متر مربع بلا غبار على الإطلاق لصنع الملابس
- نحن نتمسك لمعيار فحص الجودة الصارمة على الإنتاج وضمان جودة عالية.
- تصميم مختلف من المنتجات المتوفرة في طلبك.

4. العينات والتخصيص المتاحة

صور ل أطفال المعاطف مختبر القابل للتصرف:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

