

السرير المتاح مصنوعة من المواد الواقية من العزلة عالية الأداء. على نطاق واسع المستخدمة في المستشفى لسرير الطوارئ والسرير الجراحي. تستخدم أيضا في الفنادق و سرير التدليك. لمنع انتشار سوائل الجسم ومحتوى دفقة الدم و عزل الغبار والجسيمات والكحول والدم والبكتيريا الغازية الغازية.

مواصفات ملاءات السرير المتاح

مواد النسيج	PP, PP / PE, SMS, SMMS
أسلوب	نهاية مسطحة مرنة، نهايات مربع، لفة
بحجم	80x190 + 20 90 سم، 200 + 20 160 سم، 190 + 20 160 سم، 200 + 20 سم، 180x200 + 20CM
اللون	أبيض، أخضر، أزرق، أصفر، وردي، إلخ.
التعبئة	10pcs / box، 10 أكياس / CTN / كيس 50 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس، 50 جهاز كمبيوتر شخصي
التعبئة التصميم	يمكن أن يكون مثل الخاص بك التصميم
موك:	5000pcs.
عينات	يمكن توفيرها مجانا لجودتك التحقق في غضون 3 أيام
موعد التسليم	يمكن الانتهاء في غضون 10-15 أيام hqالسعة: 10,000 قطعة / اليوم، 1 * 40
ميناء فوب	ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو

الصور



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

100PCS MASSAGE BED COVER

180X80CM









