

مفتاح المواصفات / الميزات الخاصة:

محبوكة PP: المواد

أو حسب الطلب GSM 40 غرام:

الحجم: الحجم العام أو حسب الطلب

اللون: أزرق / وردي / أسود، إلخ

التطبيق: سبا، تدليك، مستشفى، صالون، إلخ

التخزين: تخزينها في جفاف، الرطوبة أقل من 80٪، مستودع الغازات ذات التهوية، غير المسلح

عينة: مجانية

شعار مطبوع: نعم

ميزة:

1. CE، ISO. مراقبة الجودة القياسية مع

2. Made PP ذات جودة عالية من مادة

3. المبيعات المباشرة المصنع بأسعار تنافسية.

4. الاشياء القديمة، تسليم سريع، سعة إنتاج مستقرة.

5. سنوات خبرة الإنتاج. 10 over

6. OEM. متاح، أحجام مختلفة، سمك، الألوان، الشعارات المطبوعة، إلخ.

7. فرق بيع المهنية لخدمتك بكل إخلاص.

التعبئة والشحن:

الكرتون. / 1pcs. الحزمة غير الطبيعية: 1 قطعة / الحقيبة، 5 قطع / منتصف حقيبة، 600

2. moq: 10000pcs.

3. Port: شنغهاي / ووهان، الصين.

4. عينة التوفر: نعم.

5. الوقت المناسب المهلة: 3 أيام لأمر عينة، 25 أيام ل طلب بالجملة.

<b>مواد</b>	القطن، البوليستر، SBPP، SMS، Spunlace، محبوكة
<b>بحجم</b>	مقاس حر
<b>وزن</b>	25-50gsm.
<b>ميزة</b>	تنفس، قابل للتحلل، قابل للتدوير، صديقة للبيئة، غير سامة، ناعمة ومريحة ونظيفة، مريح
<b>طرد كرتون</b>	الكرتون / pcs قطعة / الحقيبة، 5 قطع / منتصف كيس، 1 600
<b>دفع طريق</b>	الضمان، T / T، ويسترن يونيون، باي بال، L / C، D / A، D / P،
<b>طلب</b>	المستشفى، السفر، الفندق، ساونا منزل، صالون تجميل، منتج صحي، الأطفال، فترة الحيض، إلخ، Puerpera،
<b>فوب ميناء</b>	ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو، كما المتطلبات

الصور من المنتج





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL











