

Product details

ملاحح طبيب جراحة العباءات

الطبية العباءات جراحة الطبيب لغرفة العمليات، والمعاطف مختبر المتاح ل
-مصنوعة من مادة البولي بروبيلين مسعور، خالية من مطاط. تاكل
مقاومة؛ لينت منخفضة؛ مع مستوى عال من صد السوائل.

65-25gsm. غرام المواد:

ضبط الجودة

- 1. لجعل المنتجات الى ان تؤكد العينة WE. لن تبدأ
- 2. التعبئة تكون واقية من الماء، واقية من رطب ومختومة THE. سوف

سياسة عينة

- 1. DAYS. وفقا للرسم التصميم الخاص بك. وقت أخذ العينات: 5-3 Sample.
- 2. تصميم العينة الخاصة بك، ثم تغييره.
- 3. day عينات القائمة وقت أخذ العينات: 1.
- 4. جعل الإنتاج الضخم بعد تأكيد العينة.

مواصفة

مادة	PP + PE
وزن	الخ، 35gsm
اللون	الأخضر، الخ
حجم	120x130cm، 130x150cm، 150x160cm، 150x190cm، 170x170cm
نمط	التعادل على / هوك وحلقة على الرقبة، مرنة / الكفة محبوك، ومعيار أو تعزيزها
حزم	غير معقمة، و 10 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة. معقمة، 1 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس معقم، و 100 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	سم 58X28X48

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

س: 1. أنت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are. ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013.

س: 2. ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟ ج: 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد. USD18 ج: عادة هو حول

س: 3. ما هو عدد الموظفين في شركتك؟ ج: لدينا مصنع حوالي 380-400 العمال المهرة، 10 مراقبة الجودة المهنية لفحص الجودة خلال كل عملية و 10 مبيعات الدولي المهنية مع 3-8 سنوات خبرة في إدارة التجارة الدولي.

س: 4. ما هي النسبة المئوية لتوزيع المنتجات الخاصة بك لالمحلي، والتصدير؟ ج: في الوقت الحاضر، و 90٪ للتصدير و 10٪ للمحلية.