

## مقدمة من قبعة كليب القابل للتصرف

اسم العلامة التجارية: ORIENT HONEST

رقم الموديل: OH-1001, OH1002, OH1003

ادارة الاغذية والعقاقير / ISO13485 / شهادة: م

مكان المنشأ: الصين

محبوكة PP : مادة

(اللون: الأبيض والأخضر والأزرق والوردي والأصفر والوردي والبرتقالي والأرجواني والأحمر (جميع الألوان يمكن أن تكون متاحة

نمط: كليب القبعات مرنة

G-30 وزن: 10

حجم: 18 "، 19 "، 21 "، الخ

التعبئة التفاصيل: 100 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس، 20 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة

## مواصفات غطاء كليب القابل للتصرف

### المنتج:

حجم مخصص قبعة كليب المتاح مستهلكات طبية ذات جودة عالية ملونة غير '21' '20'  
'المنسوجة مفردة أو مزدوجة مرنة 19

### مادة:

ص محبوكة مع مرونة

### Grammage:

ز ~ 16z10

### نمط:

واحدة مرونة أو مرونة مزدوج

### حجم:

أو 18 "، 20 "، 21 "، الخ، 19 "

### اللون:

.الأبيض والأخضر، أصفر، أزرق، إلخ.

### مOQ

100.000PCS

### التعبئة والتغليف:

الشركة التونسية للملاحة / 2000PCS / pcsحقيقية 100

### تطبيق:

إلى المنزلية، الطبية والجراحية والأدوية والمعملية، القطاع الصناعي الصورة، لوحة، غرفة  
التنظيف، الخ

### تخزين:

تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات

### شروط الدفع:

.وما إلى ذلك D / A، D / P، باي بال D / C، L / T، T

### خدمة أخرى:

صانعي القطع الأصلية وحسب الطلب شعار / العلامة التجارية


**شهادة:**

ادارة الاغذية والعقاقير، CE، ISO13485

**:ملاح من قبة كلب القابل للتصرف**

1. تنفس، غير ماصة، وقوة التحمل.
2. مع واحد أو مزدوج المرونة المتاحة، في شكل ثبات أو مقطع مع مختلف الألوان المتاحة.
3. % هذا المعدل أعلى بكثير من المعدل الطبيعي من 97. 99.1% (BFE) وصلت كفاءة البكتيريا الترشيح.
4. عينات مجانية والتخصيص المتاحة.
5. سقف على شكل كلب قبل تكشف.
6. يمكن أن نضمن أفضل نوعية، وسرعة التسليم، وتطوير مواد جديدة.

**:صور من قبة كلب القابل للتصرف**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

