

النسيج غير المنسوجة للثوب الجراحي المتاح

الخصائص:

-

-

- يمكن تخصيص أسلوب مختلف وفقا لمتطلباتك المختلفة

## قماش

المواد SMS

## أسلوب

مع الفيلكرو على طوق، التعادل على الأصفاد الخصر محبوك

## S. ize الأبعاد

X-3XL.

الوزن

30-60g. الوزن

اللون

اللون الأزرق

اللون

ISO13485 FDA

## مواصفات:

10000. PCS.

الوزن

الوزن

الوزن

50 pcs / ctn حقيبة 1 قطعة / البلاستيك ورقة،

## الإمكانية

60,000. الوزن

## موعد التسليم

7-30

الوزن

عيادة، الوزن، الوزن، الوزن، الوزن، مستشفى