

Product details

الأزرق ثوب العزلة CPE مقدمة من البلاستيك

مسعور، ويمكن استخدامها في CPE العزلة المتاح ثوب من المواد CPE يتم
ويمكن أن تقدم من 30-65 Weight protection المستشفى، والمختبرات، والصناعة الغذائية، أو في أي مكان تحتاج
ومواد التعليم المهني المستمر مع ملامح خالية من مطاط. مقاومة للتآكل. منبع تماما السوائل والمشروبات الكحولية طارد

الأزرق ثوب العزلة CPE مواصفات البلاستيك

مادة	CPE
وزن	(جراما في المتر المربع. (مريح، دون ألياف الزجاج، اللاتكس الحرة 30-65 CPE).
نمط	الرقية: الكل في واحد الخصر: العلاقات على صفحة: مع حلقة الإبهام فتح على ظهره
حجم	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
اللون	الأزرق، أو الأصفر والوردي والأحمر والرمادي، الخ الأسود
حزم	غير معقمة، و 10 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة. معقمة، 1 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس معقم، و 100 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	سم 28X48X مستوى التعبئة والتغليف الكرتون 58
التطبيقات	مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. المستخدمة في المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، وحيثما وجدت حاجة إلى الحماية

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, عينة مجانية.
- 2, الصغيرة أمر مقبول.
- 3, المتاحة؛ L / C, T / T, D / P حيث
- 4, المتاحة؛ EXW حيث, CIF, فوب, كنف
- 5, وبأسعار تنافسية واستقرارا لأننا المصنع.
- 6 3, تفتيش المنتج جزءا مقبولا RD والمنتجات المؤهلة.
- 7, خدمة صانعي القطع الأصلية. المزيد من الخيارات على المواد, نمط وحجم والتعبئة والتغليف,
- 8, HQ والتسليم في الوقت المناسب. أفضل وقت الرصاص 25-30 يوم للحاوية 40,
- 9, تصدير الخدمات الفنية. الوثائق والتخليص والنقل البحري, في كل واحدة,
- 10, وحسن خدمة ما بعد البيع. نحن نأخذ الشكاوى الرعاية كما نود أن يكون المورد الخاص بك على المدى الطويل,